



K-Active® ELEKTROLYT CREME

Medizinprodukt

K-Active® ELEKTROLYT CREME ist eine Wund- und Heilcreme mit folgenden Eigenschaften:

- Fördert die Wundheilung
- Reduziert die Schwellung
- Mindert den Schmerz
- Reduziert die Narbenbildung
- Beugt Infektionen vor
- Dopingfrei.

Anwendungsgebiete:

Zur äußeren Anwendung bei Verletzungen der Haut (z.B. Schnitt-, Schürf-, Riss- und Quetschwunden), auch am Mund und im Schleimhautbereich, bei Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch Sonnenbrand), bei stumpfen Traumen (z.B. Prellungen, Zerrungen) und Narben. K-Active® ELEKTROLYT CREME ist auch für Kinder und sensible, beanspruchte oder trockene, rissige Haut und die Altershaut geeignet.

Eigenschaften:

Blutergüsse und Ödeme werden beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Operationen oder Verletzungen (Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand) verbessert und die Narbenbildung verringert.

Anwendung:

Vor und nach der Behandlung einer Wunde die Hände waschen und ggf. die Wunde z.B. mit K-Active® FIRST AID SPRAY sorgfältig reinigen. K-Active® ELEKTROLYT CREME ca. 2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm über die Wundränder hinaus auftragen. In den ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals täglich auftragen, anschließend nach Bedarf verwenden.

K-Active® ELEKTROLYT CREME kann auch in Verbindung mit einem üblichen Verbandstoff angewandt werden. Durch das Abdecken der verletzten Haut mit einem Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt, die die Heilung stören könnten. K-Active® ELEKTROLYT CREME ist zur Iontophorese geeignet. Sie wird unter der Anode aufgetragen.

Dauer der Anwendung:

Die Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind keine bekannt. Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise:

Zur äußerlichen Anwendung. Vor Frost und Hitze schützen. Auf hygienische Entnahme achten. Tube nach Gebrauch verschließen. Auf unbeschädigte Versiegelung achten. Verfalldatum siehe Faltschachtel und Tubenfalz. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.

Inhaltsstoffe (INCI): Trace Element Solution (Aqua purificata, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Propylparaben

Produziert in Deutschland. Version: 10.2014 / Vers. 1

CE 0197



K-Active® ELEKTROLYT CREAM

Medical Device

K-Active® ELEKTROLYT CREAM is a wound healing cream for injuries with the following characteristics:

- Promotes wound healing
- Reduces swelling
- Relieves pain
- Reduces scar formation
- Prevents infections
- Doping free.

Areas of application:

Injuries of the skin (e.g. cuts, abrasions, lacerations and contusions), also at the mouth and on mucous membranes, burns 1st and 2nd degree (also sunburns), blunt traumas (e.g. bruises, strains) and scars. K-Active® ELEKTROLYT CREAM is also suitable for children and sensitive, stressed or dry, cracked and aging skin.

Characteristics:

Bruising and edema are accelerated degraded, reduces the swelling and thus relieves pain. Formation of new tissue is supported, improves healing after surgery or injury (wounds, burns, sunburn) and reduces the scarring.

Application:

Before and after the treatment of a wound wash the hands and, if necessary, for example, clean with K-Active® FIRST AID SPRAY carefully. Apply K-Active® ELEKTROLYT CREAM approximately 2 mm thick on the injured skin to approximately 2 cm above the wound edges out. In the first three days after the injury apply several times a day, afterwards use as needed.

K-Active® ELEKTROLYT CREAM can also be applied in combination with a conventional bandaging material. By covering the injured skin with a bandage the wound is additionally protected from external influences that may interfere with the healing. K-Active® ELEKTROLYT CREAM is suitable for iontophoresis. It is applied under the anode.

Period of application:

The application depends on type and severity of the injury.

Contraindications and side effects:

Contraindications and side effects are not known. With a known allergy or suspected allergic reactions to any of the ingredients, the product should not be used.

Precautions:

For external use only. Protect from frost and heat. Ensure hygienic removal. Close tube after use. Ensure undamaged seal. Expiry date: see the bottom and tube fold. Do not use after the expiration date.

Ingredients (INCI): Trace Element Solution (Aqua purificata, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Propylparaben

Made in Germany. Version: 10.2014 / Vers. 1



K-Active Europe GmbH
Frohnradstrasse 2
D-63768 Hösbach



Telefon: +49 (0) 6021 62998-100
Telefax: +49 (0) 6021 62998-999
Internet: www.k-active.com



NAWA HEILMITTEL GmbH
Ostendstrasse 100
D-90482 Nürnberg





K-Active® CREMA ELEKTROLYT

Dispositivo Medical

K-Active CREMA ELEKTROLYT es una crema cicatrizante de heridas causadas por lesiones. Características:

- Promueve la cicatrización de heridas
- Reduce la hinchazón
- Alivia el dolor
- Reduce la formación de cicatrices
- Previene infecciones
- Libre de dopaje.

Campos de aplicación:

Cortes, abrasiones, laceraciones y contusiones), también en la boca y en las membranas mucosas, quemaduras de primer y segundo grado (también apto para quemaduras solares), traumas contundentes (contusiones, esguinces) y cicatrices. K-Active® CREMA ELEKTROLYT también es adecuado para los niños y para la piel sensible, seca o agrietada y el envejecimiento de la piel.

Características:

Mejora contusiones y edemas, reduce la hinchazón y así alivia el dolor. Favorece la formación de nuevo tejido, mejora la curación después de cirugías o lesiones (heridas, quemaduras, quemaduras de sol) y reduce la formación de cicatrices.

Aplicación:

Lavar las manos antes y después del tratamiento de una herida y, si es necesario, por ejemplo, limpiar la herida con K-Active FIRST AID SPRAY. Aplicar aproximadamente 2 mm de espesor de K-Active CREMA ELEKTROLYT en la piel lesionada cubriendo la herida hasta 2 cm aproximadamente por encima de los bordes. Durante los tres primeros días después de la lesión, aplicar varias veces al día, a continuación, utilice según sea necesario. K-Active® CREMA ELEKTROLYT se puede aplicar también en combinación con un material de vendaje convencional. Al cubrir la piel lesionada con un vendaje, la herida queda protegida frente a influencias externas que pueden interferir en el proceso de curación. K-Active CREMA ELEKTROLYT es adecuada para la iontoforesis. Se aplica en el ánodo.

Duración del tratamiento:

La aplicación depende del tipo y la gravedad de la lesión.

Contraindicaciones y efectos secundarios:

No se conocen contraindicaciones y efectos secundarios. El producto no debe ser utilizado en caso de presentar reacciones alérgicas o sospechar de alergia a alguno de los ingredientes.

Seguridad:

Solo para uso externo. Proteger del frío extremo y del calor. Asegurar la eliminación higiénica. Mantener el tubo cerrado después de su uso. Fecha de caducidad, ver la caja y el tubo. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Ingredientes (INCI): Trace Element Solution (Aqua purificata, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Propylparaben



K-Active® CRÈME ELEKTROLYT

Dispositif Médical

K-Active® CRÈME ELEKTROLYT est une crème qui guérit les plaies possédant les propriétés suivantes:

- Assure une guérison rapide des blessures
- Réduit le gonflement
- Soulage la douleur
- Réduit l'apparition des cicatrices
- Préviene les infections
- Non dopante.

Domaines d'application:

Pour usage externe sur les blessures de la peau (par exemple, les coupures, les éraflures, les fissures et les contusions), également applicable au niveau de la bouche et des muqueuses, et sur les brûlures du premier et second degré (brûlures du soleil) les traumatismes fermés (par exemple, ecchymoses, foulures) et les cicatrices. K-Active® CRÈME ELEKTROLYT est également adaptée pour l'enfant et pour la peau sensible, irritée ou sèche, craquelée et vieillissante.

Caractéristiques:

Accélère la dégradation des ecchymoses et oedèmes, réduit le gonflement et soulage ainsi la douleur. Le nouveau tissu formé sera pris en charge. Améliore la cicatrisation après une intervention chirurgicale ou une blessure (plaies, brûlures, brûlures du soleil) et réduit les cicatrices.

Application:

Se laver les mains avant et après le soin et, si nécessaire, nettoyer soigneusement la plaie avec, par exemple, le K-Active® FIRST AID SPRAY. Appliquer environ 2 mm d'épaisseur de K-Active® CRÈME ELEKTROLYT sur la peau lésée à environ 2 cm au-dessus des bords de la plaie. Appliquer la crème plusieurs fois par jour pendant les trois premiers jours après l'accident, puis utiliser au besoin. K-Active® CRÈME ELEKTROLYT peut être appliquée également en association avec un pansement classique. En couvrant la peau lésée avec un bandage, la plaie sera ainsi protégée contre les agressions externes qui peuvent interférer avec la cicatrisation. K-Active® CRÈME ELEKTROLYT est adaptée pour iontophoresis. Elle est appliquée sous l'anode.

Durée du traitement:

L'application dépend du type et de la gravité de la blessure.

Contre-indications et effets secondaires:

Contre-indications et les effets secondaires ne sont pas connus. En cas d'allergie connue ou des réactions allergiques soupçonnées à l'un des ingrédients, le produit ne doit pas être utilisé.

Sécurité:

Pour usage externe seulement. Protéger du gel et de la chaleur. Assurer une élimination hygiénique. Fermer le tube après utilisation. S'assurer de l'étanchéité et du bon état. Date d'expiration, voir le carton et l'extrémité pliée du tube. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Ingredients (INCI): Trace Element Solution (Aqua purificata, Zinc, Iron), Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid (and) Propylparaben